

Appendix 1. Primers used for long-range PCR

<i>PRIMER NAME</i>	<i>SEQUENCE</i>
<i>EFTUD2_LR1_for</i>	CTCAGCCCTCCCCAGGCATTTAATACATAG
<i>EFTUD2_LR1_rev</i>	GCCAACCTCTTCCTTAAGAACACAAAACCC
<i>EFTUD2_LR2_for</i>	ATGGGGACAGGAAAGAAAGATGTCCCT
<i>EFTUD2_LR2_rev</i>	TCAAGGGGAAAATGTACACACCTGTCTCT
<i>EFTUD2_LR3_for</i>	CAATTGAGAGATGGAACACTTTGGCTAACCTT
<i>EFTUD2_LR3_rev</i>	TCTATTAGTAATTTCTGTGACCATGGGCATAG
<i>EFTUD2_LR4_for</i>	TACATGAGGGGAAACTATGCCCATGGTC
<i>EFTUD2_LR4_rev</i>	GACAAAGAATCTGGGAGAGACAGTCCCC
<i>EFTUD2_LR5_for</i>	ATTGTGCCATTGCTCTCCTTTTTGAGATGG
<i>EFTUD2_LR5_rev</i>	ATTAAGTTCTCCTGTTCTGGGCTCCACATC
<i>PRPF4_LR6_for</i>	TCCCTCATCTGTATCCTACTCTGCTGTTGT
<i>PRPF4_LR6_rev</i>	GTAATGAGGCTTGGAGAGGTGGACTCATT
<i>PRPF4_LR7_for</i>	ACACAAAGCACTCTGTCACATTCTTGACAC
<i>PRPF4_LR7_rev</i>	CTTGAGCAAGTGTTTTTGGAGCCTGTTTTG